


Badanie współczynników lepkości cieczy przy pomocy wiskozymetru rotacyjnego Rheotest 2.1

Joanna Janik-Kokoszka

Wprowadzenie

Najważniejszą cechą płynów, czyli cieczy i gazów jest zdolność do płynięcia. Przyłożenie do płynów naprężenia ścinającego powoduje, że zaczynają one płynąć. W dalszych rozważaniach skupimy się na właściwościach cieczy. Siły ścinające mogą występować w cieczach tylko wtedy, gdy ciecz się porusza. W sytuacjach statycznych jedynymi siłami działającymi w cieczach mogą być siły normalne. Zjawisko lepkości jest związane z występowaniem sił ścinających w poruszającej się cieczy. Lepkość określa opór wewnętrzny jaki występuje w płynącej cieczy. Ilościowo można opisać tę wielkość wprowadzając tzw. współczynnik lepkości. Załóżmy, że ciecz znajduje się pomiędzy dwiema równoległymi płytkami, odległymi od siebie o d (Rys. 1).



Rys. 1. Pomiędzy płytką poruszającą się w cieczy z prędkością o wartości v , a odległą od niej o d , płytką nieruchomą powstaje gradient prędkości. Aby płytka mogła się poruszać ze stałą prędkością, zewnętrzna siła \vec{F} musi równoważyć siłę lepkości \vec{F}_{lep} .

Niech dolna płytka spoczywa, natomiast górna porusza się z prędkością o wartości v . Ciecz bezpośrednio stykająca się z powierzchnią stałą ma taką samą prędkość jak ciało stałe¹. A więc ciecz przy górnej płytce będzie miała prędkość o wartości v , a przy dolnej o wartości zero. Wówczas pomiędzy płytkami powstaje gradient prędkości (różne warstwy cieczy mają różne wartości prędkości), równy w naszym przypadku v_0/d . Siła potrzebna do podtrzymania ruchu górnej płytki ze stałą prędkością (siła ta równoważy siłę lepkości), jest wprost proporcjonalna do pola powierzchni płytki, S , oraz do gradientu prędkości

$$F = \eta \cdot S \cdot \frac{v_0}{d} \quad (1)$$

Siła działająca na płytkę jest styczna do powierzchni płytki, więc można zdefiniować tzw. naprężenie ścinające jako stosunek wartości tej siły do wartości powierzchni: $\sigma = F/S$. Równanie (1) przyjmuje wtedy postać:

¹ Dzięki tej własności wentylatory również się kurzą. Drobinki kurzu nie odrywają się od wentylatora, ponieważ powietrze tuż przy okładce ma taką samą prędkość jak wentylator.

$$\frac{F}{S} = \eta \frac{v_0}{d} \text{ lub } \sigma = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} \quad (2)$$

Stałą proporcjonalności η w równaniach (1) i (2) nazywa się współczynnikiem lepkości. W równaniu (2) gradient prędkości $\frac{v_0}{d}$ zapisaliśmy w bardziej ogólnej postaci jako $\frac{\partial v_x}{\partial y}$. Można pokazać, że gradient prędkości jest równy szybkości zmian odkształcenia ścinania². A więc naprężenie styczne w cieczy jest wprost proporcjonalne do szybkości zmian odkształcenia ścinającego, a stałą proporcjonalności jest współczynnik lepkości. Ciecze dla których zachodzi ta zależność, czyli spełniające równanie (2) nazywa się cieczami newtonowskimi.


Współczynnik lepkości zależy od oddziaływań międzycząsteczkowych. W związku z tym dla cieczy maleje on wraz z temperaturą zgodnie z zależnością arrheniusowską tzn.:

$$\eta = \eta_0 \exp(E_A/kT) \quad (2)$$

gdzie E_A jest energią aktywacji, k – stałą Boltzmanna, a T temperaturą w skali Kelwina.

Zasada działania wiskozymetru rotacyjnego

Wiskozymetr rotacyjny Rheotest 2.1 umożliwia pomiary współczynników lepkości cieczy w dwóch geometriach pomiaru. Badana ciecz znajduje się albo pomiędzy dwiema powierzchniami cylindrycznymi, albo pomiędzy płaszczyzną i stożkiem. W doświadczeniu wykorzystujemy tę drugą geometrię. Kroplę badanej cieczy umieszcza się na płaszczyźnie, którą następnie przy pomocy śruby mikrometrycznej zbliża się do powierzchni zakończonej stożkiem o kącie rozwarcia bliskiemu 180° .



Rys. 2. Geometria pomiaru używana w doświadczeniu: kropla cieczy umieszczona jest pomiędzy nieruchomą płaszczyzną i wirującym stożkiem.

Powierzchnię stożkową wprawia się w ruch obrotowy o zadanej prędkości kątowej. Można pokazać, że moment siły działający na obracający się stożek jest proporcjonalny do współczynnika lepkości badanej cieczy oraz do prędkości kątowej stożka i dany jest równaniem:

² $\frac{\partial v_x}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)$. Zmieniliśmy kolejność różniczkowania. $\frac{\partial x}{\partial y}$ jest odkształceniem ścinającym.

$$M = -\frac{2\pi R^3}{3 \operatorname{tg}\beta} \eta \omega \quad (3)$$

gdzie

M – moment siły,

R - promień stożka,

η – współczynnik lepkości,


ω – prędkość kątowa stożka,

β – kąt pomiędzy stożkiem i płaszczyzną.

Znak „-” jest związany z tym, że zwrot momentu siły jest przeciwny do zwrotu prędkości kątowej stożka.

W eksperymencie mierzy się moment siły działającej na stożek. Zgrubną wartość w jednostkach własnych przyrządu odczytuje się na jednostce kontrolnej wiskozymetru (jest to parametr α , oraz przy pośrednictwie karty oscyloskopowej, wynik pomiaru jest zapisywany poprzez odpowiednie oprogramowanie w pamięci komputera.

Wyprowadzenie zależności (3) pomiędzy momentem siły a współczynnikiem lepkości:



Rys. 3. Geometria pomiaru płaszczyzna – stożek, rysunek pomocniczy do wyprowadzenia wzoru na moment siły działający na stożek.

Rozpatrujemy element powierzchni zaznaczony na rysunku, o powierzchni $dS = 2\pi r dr$. Siła lepkości działająca na ten element powierzchni, zgodnie z równaniem (1) ma wartość równą:

$$dF = \eta \frac{v(r)}{h(r)} dS$$

Moment siły pochodzący od rozpatrywanego pierścienia ma wartość:

$$dM = r dF$$

$$dM = -\eta \frac{rv(r)}{h(r)} dS$$

$$v(r) = r\omega$$

$$dM = -\eta \frac{r^2 \omega}{h(r)} dS$$

Znak „-” określa zwrot momentu siły, który jest przeciwny do kierunku prędkości obrotowej stożka. Z zależności trygonometrycznych możemy wyliczyć odległość między powierzchniami dla rozpatrywanego elementu powierzchni.

$$h(r) = r \operatorname{tg} \beta$$

$$dM = -\eta \frac{r^2 \omega}{r \operatorname{tg} \beta} 2\pi r dr = -\eta \frac{\omega}{\operatorname{tg} \beta} 2\pi r^2 dr$$

Całkując powyższe przyczynki do momentu siły otrzymujemy poszukiwany wzór:

$$M = -\int_0^R \eta \frac{\omega}{\operatorname{tg} \beta} 2\pi r^2 dr = -2\pi \eta \frac{\omega}{\operatorname{tg} \beta} \cdot \frac{R^3}{3}$$